

オンデマンドWebセミナー

P-M：ヒト肝細胞キメラマウス「PXBマウス®」

目次-1

1. PXBマウス®とは？

- ・ 作製方法・品質規格
- ・ 推定置換率の求め方
- ・ ヒト肝細胞ドナー情報

2. PXBマウス®の改良

- ・ ホストマウスの改良

3. PXBマウス®の基礎データ

- ・ 遺伝子・タンパク発現解析
- ・ 血液生化学およびヒトALT1 ELISA測定
- ・ 病理学的所見
- ・ GH及びFGF19の受容体に対する不適合

4. PXBマウス®の生産・供給体制

- ・ PXBマウスの生産推移
- ・ 生産施設



オンデマンドWebセミナー

P-M：ヒト肝細胞キメラマウス「PXBマウス®」

目次-2

5. PXBマウス®のご利用

- ・ 受託サービス
- ・ マウス譲渡

6. PXBマウス®の実施例

- ・ PXBマウスを用いた試験例
- ・ 医薬品承認申請資料実績
- ・ 学会・論文発表数および施設一覧

